

## **Spezifikationen SERION easyCSF**

### **PC**

Für die Verwendung von SERION easyCSF ist keine besondere Rechner-Leistung notwendig. Gängige Systeme, wie die von der Institut Virion\Serion GmbH verwendeten Immunomat-Rechner, reichen für den bestimmungsgemäßen Gebrauch aus.

### **Betriebssystem**

SERION easyCSF ist verwendbar unter Windows® 7 und Windows® 10. Validiert wurde die Anwendung unter Windows 7 und Windows 10 unter Berücksichtigung Deutscher und Englischer (UK) Sprach- sowie Länder- (Format-)Einstellungen.

### **Bildschirm**

Die Mindestanforderung an einen Bildschirm zur Nutzung von SERION easyCSF bezieht sich auf die Auflösung. Hier ist eine Bildschirmauflösung von mindestens 1680x1050 (WSXGA+) notwendig. Für eine adäquate Erkennbarkeit sollte hierfür ein Bildschirm größer als 21 Zoll verwendet werden.

## **Spezifikationen SERION easyCSF – CSD**

Die easyCSF-Software kann um eine Client-Server-Datenbank erweitert werden.

Die an verschiedenen Arbeitsplätzen verwendeten Daten können in einer einzigen Datenbank zusammengefasst werden. Daten können ausgetauscht, aktualisiert und sicher gespeichert werden, ohne dass die Gefahr besteht, dass Informationen verloren gehen.

### **Netzwerke für den Advantage Database Server**

Microsoft Windows 2003 oder höher

### **Netzwerk-Protokolle (auf dem Server)**

IPX mit NetWare 5 oder höher, Windows

IP mit NetWare 5 oder höher, Windows und Linux

### **File Server Prozessoren**

Multiple processors supported with NetWare 5 oder höher, Windows und Linux

### **Betriebssysteme**

- Windows 7
- Windows 10

### **Lizenz**

Die Client-Server-Datenbank ermöglicht bis zu 3 Nutzern einen gleichzeitigen Zugriff. Jeder PC-Arbeitsplatz, auf dem SERION easyCSF ausgeführt wird, gilt als Benutzer.