

Qualitätskontrollzertifikat / Quality Control Certificate

Kitcharge / Lot SAI.AS IFU-Version 105-22

09.01.2018

Verw. bis / Exp. 2019-12

Prüfdatum /

Date of control



| Verwendete Reagenzien / Reagents used | Lot | Standard | | Standard Kurve / Standard curve | |
|--|----------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---|
| Teststreifen / Antigen coated strips | SMH.BK | Ref.- Werte / Ref. Values | Gültigkeitsbereich / Validity Range | Parameter | A |
| Standardserum / Standard serum | SMH.DB | OD 0,84 | OD 0,42 - 1,43 | | B |
| Negativ Kontrolle / Negative control | SMH.DA | | | | C |
| Konjugat / Conjugate | SFH.AB++ | Units 20,5 U/ml | | | D |
| Quantifizierungsgrenzen / Limits of quantification | | U/ml | 10 - 500 | | |
| Grenzwertbereich / Borderline range | | U/ml | 20 - 30 | | |

| OD Bereich / OD Range 405 nm, Standardserum / Standard serum | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|-----------------|
| 0,42 - 0,46 | 0,47 - 0,52 | 0,53 - 0,57 | 0,58 - 0,62 | 0,63 - 0,67 | 0,68 - 0,73 | 0,74 - 0,78 | 0,79 - 0,83 | 0,84 | U/ml | | Interpretation |
| < 0,44 | < 0,49 | < 0,54 | < 0,59 | < 0,64 | < 0,70 | < 0,75 | < 0,80 | < 0,83 | < 20,0 | | neg |
| 0,44 - 0,57 | 0,49 - 0,64 | 0,54 - 0,71 | 0,59 - 0,78 | 0,64 - 0,85 | 0,70 - 0,91 | 0,75 - 0,98 | 0,80 - 1,05 | 0,83 - 1,09 | 20,0 - 30,0 | | gw / borderline |
| > 0,57 | > 0,64 | > 0,71 | > 0,78 | > 0,85 | > 0,91 | > 0,98 | > 1,05 | > 1,09 | > 30,0 | | pos |

| OD Bereich / OD Range 405 nm, Standardserum / Standard serum | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|-----------------|
| U/ml | 0,84 | 0,85 - 0,91 | 0,92 - 0,99 | 1,00 - 1,06 | 1,07 - 1,13 | 1,14 - 1,21 | 1,22 - 1,28 | 1,29 - 1,35 | 1,36 - 1,43 | | Interpretation |
| < 20,0 | < 0,83 | < 0,87 | < 0,94 | < 1,02 | < 1,09 | < 1,16 | < 1,23 | < 1,31 | < 1,38 | | neg |
| 20,0 - 30,0 | 0,83 - 1,09 | 0,87 - 1,14 | 0,94 - 1,24 | 1,02 - 1,33 | 1,09 - 1,43 | 1,16 - 1,53 | 1,23 - 1,62 | 1,31 - 1,72 | 1,38 - 1,81 | | gw / borderline |
| > 30,0 | > 1,09 | > 1,14 | > 1,24 | > 1,33 | > 1,43 | > 1,53 | > 1,62 | > 1,72 | > 1,81 | | pos |

 Formeln für spezielle Auswertesysteme
 Special case formulas

 OD = 1,294 x MV(STD) entspricht oberem cut-off/ corresponds to upper cut-off
 OD = 0,983 x MV(STD) entspricht unterem cut-off/ corresponds to lower cut-off
 Concentration= exp(4,396-ln(3,759/(MV(Sample) x0,84/ MV(STD)-0,006)-1)/0,912)

 30
 20

 Institut Virion\Serion GmbH
 Friedrich-Bergius-Ring 19
 D-97076 Würzburg

**Zusätzliche Barcodes mit Formeln für / Additional Barcodes with formulas for
Revelation™ DSX / DS-Matrix™****4PS- Formel / 4PS-formula**
$$\exp(4.396 - \ln(3.759 / (\text{Sample} * 0.840 / S - 0.006) - 1) / 0.912)$$
**Gültigkeitsbereich / Validity Range**
$$0.420 \leq S1 \leq 1.428$$
**If OD Sample < Parameter A**
$$\text{if } Ti < (0.006 * (S1 / 0.840)) \text{ then } Ti = (0.006 + 0.001) * (S1 / 0.840)$$
**If OD Sample > Parameter D**
$$\text{if } Ti > (3.765 * (S1 / 0.840)) \text{ then } Ti = (3.765 - 0.001) * (S1 / 0.840)$$
**If OD Negative control < Parameter A**
$$\text{if } NC1 < (0.006 * (S1 / 0.840)) \text{ then } NCi = (0.006 + 0.001) * (S1 / 0.840)$$
