SERION ELISA classic ES

Quantifizierungsgrenzen / Limits of quantification

Grenzwertbereich / Borderline range

ESR103M

MUMPS VIRUS / PAROTITIS / OREILLONS IgM

23.03.2018

600

15

SCI.DD

Qualitätskontrollzertifikat / Quality Control Certificate

Kitcharge / Lot SCI.DD IFU-Version 103-12

Verw. bis / Exp. 2020-02 Prüfdatum /

Date of control



15

10

Verwendete Reagenzien / Reagents used	Lot	Standard	Standard Kurve / Standard curve			
Teststreifen / Antigen coated strips	SBI.CQ	Ref Werte / Ref. Values	Gültigkeitsbereich / Validity Range	Parameter	Α	0,064
Standardserum / Standard serum	SCI.AM	OD 0,78	OD 0,39 - 1,33		В	1,080
Negativ Kontrolle / Negative control	SCI.AL				С	4,800
Konjugat / Conjugate	SBI.EN++	Units 35,4 U/ml			D	3,495

5 10

OD Bereich / OD Range 405 nm, Standardserum / Standard serum																			
0,39	-	0,43	0,44	- 0,48	0,49	- 0,53	0,54	- 0,58	0,59	- 0,62	0,63	- 0,67	0,68	- 0,72	0,73 -	0,77	0,78	U/ml	Interpretation
	<	0,15		< 0,16		< 0,18		< 0,20		< 0,22		< 0,23		< 0,25	<	0,27	< 0,28	< 10,0	neg
0,15	-	0,20	0,16	- 0,23	0,18	- 0,25	0,20	- 0,28	0,22	- 0,30	0,23	- 0,33	0,25	- 0,35	0,27 -	0,38	0,28 - 0,39	10,0 - 15,0	gw / borderline
	_	0.20		< n 23		> 0.25		> 0.28		< n 3n		< n 33		< 0.35		ሀ 38	< n 30	> 15.0	nne

OD Bereich / OD Range 405 nm, Standardserum / Standard serum										
U/ml	0,78	0,79 - 0,85	0,86 - 0,92	0,93 - 0,98	0,99 - 1,05	1,06 - 1,12	1,13 - 1,19	1,20 - 1,26 1,27	' - 1,33	Interpretation
< 10,0	< 0,28	< 0,29	< 0,32	< 0,34	< 0,37	< 0,39	< 0,42	< 0,44	< 0,47	neg
10,0 - 15,0	0,28 - 0,39	0,29 - 0,41	0,32 - 0,44	0,34 - 0,48	0,37 - 0,51	0,39 - 0,55	0,42 - 0,58	0,44 - 0,61 0,47	- 0,65	gw / borderline
> 15,0	> 0,39	> 0,41	> 0,44	> 0,48	> 0,51	> 0,55	> 0,58	> 0,61	> 0,65	pos

Formeln für spezielle Auswertesysteme Special case formulas

OD = **0,498** x MV(STD) entspricht oberem cut-off/corresponds to upper cut-off

OD = $0.360 \times MV(STD)$ entspricht unterem cut-off/corresponds to lower cut-off Concentration= $exp(4.8-ln(3.431/(MV(Sample) \times 0.78/MV(STD)-0.064)-1)/1,08)$

U/ml

U/ml

Institut Virion∖Serion GmbH Friedrich-Bergius-Ring 19

D-97076 Würzburg

Zusätzliche Barcodes mit Formeln für / Additional Barcodes with formulas for Revelation™ DSX / DS-Matrix ™

4PS- Formel / 4PS-formula

exp(4.800-ln(3.431/(Sample*0.780/S-0.064)-1)/1.080)



Gültigkeitsbereich / Validity Range

0.390<=S1<=1.326



If OD Sample < Parameter A

if Ti<(0.064*(S1/0.780)) then Ti=(0.064+0.001)*(S1/0.780)



If OD Sample > Parameter D

if Ti>(3.495*(S1/0.780)) then Ti=(3.495-0.001)*(S1/0.780)



If OD Negative control < Parameter A

if NC1<(0.064*(S1/0.780)) then NCi=(0.064+0.001)*(S1/0.780)



Institut Virion\Serion GmbH Friedrich-Bergius-Ring 19 D-97076 Würzburg